

Wb 및 Elisa용 항-Mage-1/Mage1A 단일클론항체 - P43355

품목 번호: CM0003661



소개

MAGE-1/MAGE1A에 특이적인 토끼 단일클론항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 전사 조절 및 종양 면역에 관여하는 암/고환 항원인 인간 및 마우스 MAGE-1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAGE-1/MAGE1A 토끼 단일클론항체(mAb)
비고/별칭	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
종	인간
GeneID (인간)	4100
GeneID	4100
면역원	합성 펩타이드; 인간 MAGE-1/MAGE1A(P43355)의 200-309 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P43355
단백질 크기	34kDa
배송	아이스팩