

Anti-Mage-1/Mage1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P43355

품목 번호: CM0030314



소개

인간 MAGE-1/MAGE1A (MAGEA1)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 정상 조직(고환 제외)에서는 발현되지 않지만 흑색종, 폐, 유방 암종에서 발현되는 cancer/testis 항원을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAGE-1/MAGE1A Rabbit pAb
비고/별칭	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
종	인간
GeneID (Human)	4100
GeneID	4100
면역원	인간 MAGE-1/MAGE1A (NP_004979.3)의 아미노산 1-309에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43355
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백