


Anti-Magea4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P43358

품목 번호: CM0016277



소개

MAGEA4 Rabbit pAb (P43358) for WB & ELISA, 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응성. 35 kDa 흑색종 관련 항원 4를 인식합니다. 암 연구 및 세포 주기 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAGEA4 Rabbit pAb
비고/별칭	CT1.4; MAGE4; MAGE4A; MAGE4B; MAGE-4I; MAGE-X2; MAGEA4
종	인간
GeneID (인간)	4103
GeneID	4103
면역원	인간 MAGEA4 (NP_002353.3)의 아미노산 28-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P43358
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백