

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Magea6 토끼 다클론 항체 - P43360

품목 번호: CM0028583

소개

MAGEA6 토끼 pAb는 인간 및 마우스 흑색종 연관 항원 6(CT1.6)을 표적으로 하는 WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 다클론 항체입니다. 유비퀴틴 리가아제 조절 및 종양 진행 연구에 이상적이며 액체 형태로 공급됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAGEA6 토끼 pAb
비고/별칭	CT1.6, MAGE6, MAGE3B, MAGE-3b, MAGEA6
종	인간
유전자 ID (인간)	4105
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P43360
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩