

Anti-Maged1/Nrage 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Y5V3

품목 번호: CM0015269

소개

MAGED1/NRAGE를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 세포자멸 및 생체 리듬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAGED1/NRAGE 토끼 pAb
비고/별칭	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9500
유전자 ID	9500
면역원(Immunogen)	사람 MAGED1/NRAGE (NP_001005333.1)의 아미노산 635-834에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9Y5V3
단백질 분자량	86kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)