

Wb, Elisa용 Anti-Mageh1 폴리클로날 항체 - Q9H213

품목 번호: CM0023758

소개

MAGEH1 Rabbit pAb은 흑색종 관련 항원 H1(APR-1, MAGE-H1, Restin)을 표적으로 하는 종양 항원 및 인산화 단백질입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스 교차 반응성이 있습니다. 세포자멸사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAGEH1 Rabbit pAb
비고/별칭	APR1; APR-1; MAGEH; MAGEH1
종(Species)	사람(Human)
GeneID	28986
면역원(Immunogen)	사람 MAGEH1 (NP_054780.2)의 아미노산 10-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9H213
단백질 분자량	24kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)