


Wb, Elisa용 항-Magohb 다클론 항체 - Q96A72

품목 번호: CM0022907



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 MAGOHb를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간과 래트에서 검증된 이 항체는 스플라이세오솜 및 넨센스 매개 분해 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAGOHb 토끼 pAb
비고/별칭	MGN2; mago; magoh; MAGOHb
종	인간
유전자ID (인간)	55110
면역원	인간 MAGOHb (NP_060518.1)의 아미노산 1-148에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q96A72
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩