

Anti-Magp-2/Mfap5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13361

품목 번호: CM0005664

소개

인간 MAGP-2/MFAP5를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포외 기질 생물학, 조혈, 심혈관 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAGP-2/MFAP5 Rabbit mAb
비고/별칭	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MAGP-2/MFAP5
종	인간
GeneID (Human)	8076
면역원	인간 MAGP-2/MFAP5의 재조합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13361
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백