

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mak 폴리클론항체 - P20794

품목 번호: CM0019913

소개

인간 MAK(RP62)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 생물학, 정자 형성 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAK Rabbit pAb
비고/별칭	RP62; MAK
종	인간
GeneID (Human)	4117
GeneID	4117
면역원	인간 MAK (NP_005897.1)의 아미노산 370-435에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20794
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백