


Wb, Elisa용 Anti-Mak16 토끼 다클론 항체 - Q9Bxy0

품목 번호: CM0021414



소개

인간 MAK16 상동체(RBM13, NNP78)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 35 kDa 핵소체 단백질로 리보솜 생합성에 관여할 가능성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAK16 토끼 pAb
비고/별칭	RBM13; MAK16L; MAK16
종	인간
GeneID (인간)	84549
GeneID	84549
면역원	재조합 단백질 인간 MAK16(NP_115898.2)의 아미노산 30-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BXY0
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩