


Anti-Malt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Udy8

품목 번호: CM0023844



소개

Human MALT1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플과 반응합니다. NF-kappa-B 신호 전달 및 면역 세포 기능 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MALT1 Rabbit pAb
비고/별칭	MLT; MLT1; IMD12; PCASP1; MALT1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10892
GeneID	10892
면역원	사람 MALT1 (NP_776216.1)의 아미노산 125-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9UDY8
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)