

항-Maml1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q92585

품목 번호: CM0023369



소개

인간 MAML1에 대해 생성된 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 마스터마인드 유사 단백질 1은 Notch 신호전달에서 전사 보조활성화인자로 작용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAML1 토끼 pAb
비고/별칭	Maml1; Mam-1; MAML1
종	인간
유전자ID (인간)	9794
면역원	인간 MAML1 (NP_055572.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92585
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백