

Anti-Maml2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izl2

품목 번호: CM0024261

소개

인간 MAML2(Notch 전사 공동활성화인자)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적용 가능. 인간, 마우스, 래트 인식. Notch 신호전달 및 유전자 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	MAML2 Rabbit pAb
비고/별칭	MAM2; MAM3; MAM-3; MLL-MAML2; MAML2
종	인간
GeneID	84441 (인간)
면역원	인간 MAML2 (NP_115803.1)의 아미노산 750-850 내 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IZL2
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스백