

## Anti-Man1C1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Nr34

품목 번호: CM0015710

### 소개

인간 MAN1C1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, N-글리칸 가공에 관여하는 골지체 알파-1,2-만노시데이스입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 당생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MAN1C1 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | HMIC; MAN1C; MAN1A3; pp6318; MAN1C1                             |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 57134                                                           |
| GeneID      | 57134                                                           |
| 면역원         | 인간 MAN1C1 (NP_065112.1)의 아미노산 44-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                              |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                         |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                         |
| SWISS       | Q9NR34                                                          |
| 단백질 분자량     | 71kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                            |