

Wb, Elisa용 Anti-Man2A1 폴리클로널 항체 - Q16706

품목 번호: CM0014908

소개

MAN2A1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. N-글리칸 생합성 및 골지체(Golgi) 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAN2A1 Rabbit pAb
비고/별칭	MANA2; MANII; GOLIM7; AMan II; MAN2A1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4124
GeneID	4124
면역원(Immunogen)	인간 MAN2A1 (NP_002363.2)의 아미노산 865-1144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q16706
단백질 분자량(Protein Weight)	131kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)