

Wb, Elisa용 항Man2A2 다클론 항체 - P49641

품목 번호: CM0019610

소개

인간 알파-만노시다제 2x (MAN2A2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. N-글리칸 처리 및 골지 관련 당화 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAN2A2 토끼 pAb
비고/별칭	MANA2X; MAN2A2
종	인간
유전자ID (인간)	4122
유전자ID	4122
면역원	인간 MAN2A2 (NP_006113.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49641
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스 팩