

Anti-Man2B1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O00754

품목 번호: CM0028034

소개

사람 MAN2B1에 대한 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 마우스와 교차 반응. 당단백질 분해에서의 리소좀 알파-만노시다제 기능 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAN2B1 Rabbit pAb
비고/별칭	MANB; LAMAN; MAN2B1
종	사람
GeneID (Human)	4125
면역원	사람 MAN2B1 (NP_000519.2)의 아미노산 640-850에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O00754
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스백