

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Manba 토끼 다클로날 항체 - O00462

품목 번호: CM0021430

소개

사람 및 마우스 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 MANBA 토끼 다클로날 항체(pAb). 재조합 면역원. 리소좀 연구에서 베타-마노시다제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MANBA 토끼 pAb
비고/별칭	MANBI; MANBA
종	사람(Human)
GeneID (사람)	4126
GeneID	4126
면역원	사람 MANBA (NP_005899.3)의 아미노산 18-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O00462
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스 백(Ice bag)