


웨스턴 블롯(Wb), 면역형광-파라핀(If-P), 면역조직화학-파라핀(Ihc-P), Elisa용 항-만노스 수용체/Cd206 단일클론 항체 - P22897

품목 번호: CM0008934



소개

인간 만노스 수용체/CD206 (UniProt P22897)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 세포내이입, 병원체 인식, 대식세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	만노스 수용체/CD206 토끼 mAb
비고/별칭	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
종	인간
GeneID (인간)	4360
GeneID	4360
면역원	재조합 단백질 인간 만노스 수용체/CD206 (NP_002429.1)의 아미노산 19-1389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P22897
단백질 분자량	166kDa
배송	아이스백