


Wb용 항-만노스 수용체/Cd206 폴리클로날 항체 - P22897

품목 번호: CM0026864



소개

인간 만노스 수용체/CD206 (MRC1)를 타겟팅하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 대식세포 내재화, 병원체 인식 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Mannose Receptor/CD206 Rabbit pAb
비고/별칭	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Mannose Receptor/CD206
종	Human
유전자 ID (인간)	4360
면역원	인간 만노스 수용체/CD206 (NP_002429.1)의 아미노산 610-860에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P22897
단백질 분자량	166 kDa
배송	아이스백