

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Map1Lc3A 폴리클로널 항체 - Q9H492

품목 번호: CM0016331



소개

인간 MAP1LC3A(핵심 오토파지 마커)를 표적하는 고품질 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 오토파지 및 세포 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAP1LC3A Rabbit pAb
비고/별칭	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84557
유전자 ID	84557
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 MAP1LC3A (NP_115903.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 Rabbits
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H492
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)