

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Map1Lc3A 토끼 단클론 항체 - Q9H492

품목 번호: CM0005137



소개

CamelBio는 자가포식 연구에 사용할 수 있는 토끼 단클론 항-MAP1LC3A 항체를 제공하며, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 14kDa 단백질을 검출합니다. 연구 및 IVD 개발용 카탈로그 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAP1LC3A 토끼 mAb
비고/별칭	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
종	인간
유전자 ID (인간)	84557
면역원	합성 펩타이드 인간 LC3A (Q9H492)의 아미노산 42-121 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H492
단백질 분자량	14kDa
운송 방식	아이스백