

Anti-Map1Lc3A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9H492

품목 번호: CM0002243



소개

웨스턴 블롯, 면역침강 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-MAP1LC3A 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 자가포식소체 마커 LC3A를 표적으로 하는 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAP1LC3A Rabbit mAb
비고/별칭	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
종	인간
GeneID (Human)	84557
GeneID	84557
면역원	합성 펩타이드 인간 MAP1LC3A (Q9H492)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원산지	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H492
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백