

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Map1Lc3C 토끼 다클론 항체 - Q9Bxw4

품목 번호: CM0028759



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 항-MAP1LC3C 토끼 다클론 항체. 이종포식 및 응집체포식에 관여하는 핵심 자가포식 관련 단백질인 인간, 마우스 및 래트 MAP1LC3C와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAP1LC3C 토끼 pAb
비고/별칭	LC3C; ATG8J; MAP1LC3C
종	인간
유전자 ID (인간)	440738
유전자 ID	440738
면역원	재조합 단백질 인간 MAP1LC3C (NP_001004343.1)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BXW4
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백