

Wb, If, Ihc, Elisa용 항Map2 다클론 항체 - P11137

품목 번호: CM0025492

소개

MAP2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐 및 쥐 MAP2를 검출합니다. 미세소관 역학과 수지상 구조 연구를 포함하는 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAP2 토끼 pAb
비고/별칭	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
종	사람
유전자 ID	4133 (사람)
면역원	재조합 단백질: 사람 MAP2 (NP_002365.3)의 아미노산 1510-1650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P11137
단백질 분자량	200 kDa
배송 방식	아이스 팩