

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Map2 토끼 다클론 항체 - P11137

품목 번호: CM0015426

소개

사람 MAP2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합하도록 설계된 재조합 면역원입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미세소관 및 신경생물학 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAP2 토끼 pAb
비고/별칭	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
종	사람
유전자 ID (사람)	4133
유전자 ID	4133
면역원	사람 MAP2의 아미노산 1-118번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질(NP_002365.3).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응 종	마우스, 랫드
SWISS	P11137
단백질 분자량	200kDa
배송	아이스팩