


Anti-Map2K4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P45985

품목 번호: CM0012937



소개

MAP2K4에 대한 토끼 폴리클로날항체로, 녹아웃(KO) 연구에 검증됨. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 반응함. 스트레스 활성화 MAPK/JNK 신호 전달 경로를 표적으로 함.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	[KO 검증] MAP2K4 Rabbit pAb
비고/별칭	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; K4
종	인간
유전자 ID (인간)	6416
유전자 ID	6416
면역원	인간 MAP2K4 (NP_003001.1)의 아미노산 300-399에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P45985
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백