


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Map3K1 폴리클로날 항체 - Q13233

품목 번호: CM0023279



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-MAP3K1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. ERK/JNK 및 NF-kB 신호 전달 경로의 MAP3K1/MEKK1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] MAP3K1 Rabbit pAb
비고/별칭	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; K1
종	인간
GeneID (인간)	4214
GeneID	4214
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13233
단백질 분자량	164kDa
배송	아이스백