


Anti-Map3K1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Ihc, Elisa - Q13233

품목 번호: CM0021718



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA 응용을 위한 MAP3K1 (MEKK1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 MAP3K1과 교차 반응합니다. 키나제 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MAP3K1 Rabbit pAb
비고/별칭	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; MAP3K1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4214
GeneID	4214
면역원	합성 펩타이드: 사람 MAP3K1 (NP_005912.1)의 아미노산 1400-1512 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q13233
단백질 분자량	164kDa
배송	아이스백