

## Anti-Map3K11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16584

품목 번호: CM0020517



### 소개

인간 MAP3K11 (MLK3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA 검출에 적합합니다. 마우스 MAP3K11을 인식합니다. 재조합 단백질 면역원 (aa 140-260)을 사용합니다. MAPK 경로 및 세포 증식 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | MAP3K11 Rabbit pAb                                                        |
| 비고/별칭          | MLK3; PTK1; SPRK; MLK-3; MEKK11; MAP3K11                                  |
| 종              | Human                                                                     |
| GeneID (Human) | 4296                                                                      |
| GeneID         | 4296                                                                      |
| 면역원            | 재조합 단백질 (인간 MAP3K11, NP_002410.1의 아미노산 140-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질) |
| 공급원            | Rabbit                                                                    |
| 카테고리           | 폴리클로날 항체                                                                  |
| 응용             | WB, ELISA                                                                 |
| 교차 반응성         | Mouse                                                                     |
| SWISS          | Q16584                                                                    |
| 단백질 분자량        | 93kDa                                                                     |
| 배송             | 아이스 팩                                                                     |