


Anti-Map3K14 (Nik) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb/Elisa - Q99558

품목 번호: CM0015540



소개

WB 및 ELISA에 검증되었으며 교차 반응성(Rat)을 갖는 이 anti-MAP3K14 (NIK) 토끼 다가 항체로 비정규 NF- κ B 신호 전달을 탐구하십시오. 면역 반응 및 림프 조직 형성 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MAP3K14 Rabbit pAb
비고/별칭	HS; NIK; HSNIK; FTDCR1B; MAP3K14
종	사람(Human)
유전자 ID	9020
면역원	사람 MAP3K14 (NP_003945.2)의 아미노산 330-662에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐(Rat)
SWISS	Q99558
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스 백(Ice bag)