

Anti-Map3K4 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q9Y6R4

품목 번호: CM0019696

소개

WB, IHC-P, ELISA 적용을 위한 고품질 토끼 폴리클로날 MAP3K4 항체. 인간 및 랫드 MAP3K4(예상 ~182kDa)와 반응합니다. MAP 키나아제 신호 전달 경로 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAP3K4 Rabbit pAb
비고/별칭	MTK1; MEKK4; MEKK 4; MAPKKK4; PRO0412; MAP3K4
종	인간
GeneID	4216
면역원	인간 MAP3K4 (NP_005913.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9Y6R4
단백질 분자량	182kDa
배송	아이스백