

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Map3K4 토끼 단클론 항체 - Q9Y6R4

품목 번호: CM0003745

소개

이 토끼 단클론 항체는 MAPK 경로의 키나아제인 인간 MAP3K4(MEKK4)를 표적으로 합니다. WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 분자량은 182kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAP3K4 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MTK1, MEKK4, MEKK 4, MAPKKK4, PRO0412, MAP3K4
종	인간
유전자ID (인간)	4216
면역원	합성 펩타이드: 인간 MAP3K4 (Q9Y6R4)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y6R4
단백질 분자량	182kDa
배송 방식	아이스 팩