

Wb, Elisa용 Anti-Map3K5 폴리클로널 항체 - Q99683

품목 번호: CM0016450



소개

MAP3K5/ASK1 (Q99683)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 스트레스 및 세포 사멸 신호 전달의 핵심 키나아제인 인간, 마우스, 랫트 MAP3K5를 검출합니다. 세포 신호 전달 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MAP3K5 Rabbit pAb
비고/별칭	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; MAP3K5
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4217
항원(Immunogen)	인간 MAP3K5 (NP_005914.1)의 아미노산 1-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99683
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)