


Wb, Elisa용 Anti-Map3K8 토끼 다클론 항체 - P41279

품목 번호: CM0015330



소개

인간 MAP3K8(COT/TPL2)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. TLR4 매개 MAPK/ERK 신호전달, 사이토카인 생성 및 면역 반응 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAP3K8 토끼 pAb
비고/별칭	COT, EST, ESTF, TPL2, AURA2, MEKK8, Tpl-2, c-COT, MAP3K8
종	인간
GeneID(인간)	1326
GeneID	1326
면역원	인간 MAP3K8(NP_005195.2)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P41279
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩