

Wb 및 Elisa용 Anti-Map4K2 토끼 다클론 항체 - Q12851

품목 번호: CM0020144

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 MAP4K2 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 랫드의 MAP4K2를 인식합니다. MAPK 및 Hippo 신호전달 경로에 관여하는 GCK 키나제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAP4K2 토끼 pAb
비고/별칭	GCK; BL44; RAB8IP; MAP4K2
종	인간
GeneID (인간)	5871
GeneID	5871
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q12851
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스팩