


Wb 및 Elisa용 항-Map4K3 토끼 다클론 항체 - Q8Ivh8

품목 번호: CM0027863



소개

인간 MAP4K3(GLK/MEKKK3)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 약 101 kDa 밴드를 검출하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 히포 및 스트레스 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAP4K3 토끼 pAb
비고/별칭	GLK; MEKKK3; MEKKK 3; MAPKKKK3; RAB8IPL1; MAP4K3
종	인간
유전자ID (인간)	8491
유전자ID	8491
면역원	인간 MAP4K3 (NP_003609.2)의 아미노산 755-894에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IVH8
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백