

If/Icc, Elisa용 항-Map4K5 토끼 폴리클론항체 - Q9Y4K4

품목 번호: CM0019637

소개

인간 MAP4K5에 대한 토끼 폴리클론항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응함. 표적 키네이스는 JNK 경로 상류의 스트레스 반응에서 기능함. 신호전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAP4K5 토끼 pAb
비고/별칭	KHS; GCKR; KHS1; MAPKKKK5; MAP4K5
종	인간
유전자 ID (인간)	11183
유전자 ID	11183
면역원	인간 MAP4K5 (NP_006566.2)의 아미노산 300-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y4K4
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백