


Anti-Mapk11 (P38B/Sapk2B) 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q15759

품목 번호: CM0028483



소개

MAPK11 (p38 β /SAPK2b)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. MAP 키나제 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MAPK11 Rabbit pAb
비고/별칭	P38B; SAPK2; p38-2; PRKM11; SAPK2B; p38Beta; P38BETA2; MAPK11
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5600
GeneID	5600
항원(Immunogen)	인간 MAPK11 (NP_002742.3)의 아미노산 264-364 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15759
단백질 분자량(Protein Weight)	41kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)