


Wb, Elisa용 항-Mapk13 다클론 항체 - O15264

품목 번호: CM0019739



소개

인간 MAPK13(p38delta, SAPK4)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 조직에서 교차 반응성을 보입니다. 스트레스 활성화 키나아제 신호 전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAPK13 토끼 pAb
비고/별칭	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
종	인간
유전자 ID	5603
면역원	합성 펩타이드 인간 MAPK13(O15264)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15264
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩