


Wb 및 Elisa용 항Mapk13 토끼 다클론 항체 - O15264

품목 번호: CM0029292



소개

인간 MAPK13(p38δ)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검증되었습니다. MAP 키나아제 신호전달, 스트레스 반응 및 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAPK13 토끼 pAb
비고/별칭	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
종	인간
유전자 ID	5603
면역원	인간 MAPK13(NP_002745.1)의 아미노산 1-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15264
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩