


Anti-Mapk1/Mapk3 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P28482 / P27361

품목 번호: CM0021330



소개

MAPK1 (ERK2) 및 MAPK3 (ERK1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 웨스턴 블랏, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. MAPK/ERK 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAPK1/MAPK3 토끼 pAb
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5594/5595
GeneID	5594/5595
면역원(Immunogen)	사람 MAPK1/MAPK3 (NP_620407.1/NP_002737.2)의 아미노산 200-300 내 서열의 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 콩(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P28482/P27361
단백질 분자량(Protein Weight)	36kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)