


## Anti-Mapk1/Mapk3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

품목 번호: CM0021811



### 소개

인간 MAPK1/MAPK3(ERK1/2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 쥐, 래트와 교차 반응. 신호 전달 연구 및 진단 개발에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | MAPK1/MAPK3 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭          | MAPK1/MAPK3                                                          |
| 종              | 인간                                                                   |
| GeneID (Human) | 5594/5595                                                            |
| GeneID         | 5594/5595                                                            |
| 면역원            | 인간 MAPK1/MAPK3(ERK1/2)(P27361/P28482)의 아미노산 200-300 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 원료             | 토끼                                                                   |
| 카테고리           | 폴리클론 항체                                                              |
| 응용 분야          | WB, IHC-P, ELISA                                                     |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                                          |
| SWISS          | P28482/P27361                                                        |
| 단백질 분자량        | 36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa                                        |
| 배송             | 아이스백                                                                 |