

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mapk6 토끼 다클로날 항체 - Q16659

품목 번호: CM0015239



소개

인간 MAPK6 (ERK3)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. MAP2 인산화 및 세포 주기 진행에 관여하는 비정형 MAP 키나제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAPK6 Rabbit pAb
비고/별칭	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; MAPK6
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5597
면역원(Immunogen)	인간 MAPK6 (NP_002739.1)의 아미노산 372-721에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q16659
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스팩