

Anti-Mapk8 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P45983

품목 번호: CM0022094



소개

인간 MAPK8/JNK1에 대항하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 스트레스 활성화 키나제 신호 전달 및 AP-1 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAPK8 토끼 pAb
비고/별칭	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
종	인간
GeneID (인간)	5599
GeneID	5599
면역원	인간 MAPK8 (NP_620637.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P45983
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스백