

Wb, Elisa용 Anti-Mapkapk-2/Mk2 단클론 항체 - P49137

품목 번호: CM0007317



소개

인간 MAPKAPK-2/MK2를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트 MAPKAPK-2/MK2를 검출합니다. 스트레스 신호 전달, 사이토카인 조절 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAPKAPK-2/MK2 Rabbit mAb
비고/별칭	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
종(Species)	Human
GeneID	9261
면역원(Immunogen)	인간 MAPKAPK-2/MK2 (NP_116584.2)의 아미노산 300-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P49137
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)