

Wb 및 Elisa용 Anti-Mapkapk-2/Mk2 토끼 다클론 항체 - P49137

품목 번호: CM0014470



소개

인간 MAPKAPK-2/MK2(P49137)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 스트레스 신호 전달, 사이토카인 조절 및 DNA 손상 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAPKAPK-2/MK2 토끼 pAb
비고/별칭	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
종	인간
GeneID (인간)	9261
GeneID	9261
면역원	합성 펩타이드 인간 MAPKAPK-2/MK2(NP_116584.2)의 아미노산 300-400번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P49137
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩