

Wb, If/Icc, Elisa용 항Mapt 다클론 항체 - P10637

품목 번호: CM0024668



소개

MAPT/Tau (SWISS: P10637)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 타우 이소형과 교차 반응합니다. 신경퇴행 및 미세소관 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MAPT 토끼 pAb
비고/별칭	Tau; Mapt; PHF-tau; MAPT
종	마우스
유전자 ID (인간)	4137
유전자 ID	17762
면역원	마우스 MAPT (NP_034968.3)의 아미노산 3-214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10637
단백질 분자량	35-38 kDa/44 kDa/76 kDa
배송	아이스백