

Wb 및 Elisa용 Anti-March8 폴리클로날 항체 - Q5T0T0

품목 번호: CM0014418



소개

사람 MARCH8 (E3 유비퀴틴-단백질 리가제 MARCHF8)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 선천성 및 적응성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MARCH8 토끼 pAb
비고/별칭	MIR; CMIR; c-MIR; MARCH8; RNF178; MARCH-VIII
종	사람
유전자 ID (사람)	220972
유전자 ID	220972
면역원	사람 MARCH8 (NP_659458.2)의 아미노산 232-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	Q5T0T0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백