

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Marcks 토끼 다클론 항체 - P29966

품목 번호: CM0015739

소개

인간 MARCKS를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적용할 수 있습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 세포골격의 동역학, 세포 운동성 및 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MARCKS 토끼 pAb
비고/별칭	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; MARCKS
종	인간
GeneID (인간)	4082
GeneID	4082
면역원	인간 MARCKS(NP_002347.5)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P29966
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩